

FRANÇAIS

1. UTILISATION

Respiro Hospital F2 Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve est un masque oro-nasal sans fuites d'expiration calibrées et avec une valve anti-asphyxie destiné à être utilisé pendant de courtes périodes de temps (7 jours maximum) en milieu hospitalier pour le traitement d'un seul patient adulte (pesant plus de 30 kg) en ventilation non invasive contrôlée à pression positive (VNIPP).

⚠️ AVERTISSEMENTS

- Le masque ne doit être utilisé qu'avec des ventilateurs équipés d'une valve expiratoire active et / ou d'un circuit respiratoire avec une valve expiratoire conseillée par votre médecin ou kinésithérapeute respiratoire.
- Le raccord valve anti-asphyxie garantit la sécurité du patient même en cas de panne de l'équipement à pression positive. Ne pas utiliser le masque si la valve est endommagée ou déformée.
- En cas d'inconfort, d'irritation ou en présence de réactions allergiques à l'un des composants du masque, consultez votre médecin ou kinésithérapeute respiratoire.

- En cas d'adjonction d'oxygène, il est interdit de fumer ou d'utiliser des flammes nues.
- Lorsque vous utilisez de l'oxygène et que l'équipement n'est pas en marche, éteignez le distributeur d'oxygène.
- N'utilisez pas le masque en cas de vomissement ou de nausée.
- Gardez le masque à l'abri de la lumière.
- Avant utilisation, vérifiez l'intégrité du masque. S'il a été endommagé pendant le transport, informez-en votre revendeur.
- Ne laissez pas les composants du masque sans surveillance. Certains d'entre eux pourraient être avalés par des enfants.
- Le masque est un dispositif à usage unique; sa réutilisation sur plusieurs patients pourrait entraîner la transmission d'infections, des lésions graves voire la mort du patient.
- Contactez votre distributeur en tant que professionnel de santé en cas de problèmes fonctionnels, de problèmes de taille ou pour des doutes liés à l'utilisation du dispositif médical.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

2. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le débit d'air n'arrive pas au masque	- Générateur de débit éteint ou ne fonctionne pas - Circuit patient mal inséré	- Allumez ou réglez le générateur de débit - Connectez le circuit patient au générateur de débit et au masque
Fuites d'air bruyantes et gênantes	- Le masque n'a pas été correctement assemblé - Le masque n'est pas correctement positionné	- Démontez le masque puis remonte-le comme décrit dans le manuel d'utilisation - Repositionnez le masque sur le visage et ajustez les sangles de harnais en suivant les instructions du manuel d'utilisation - Contactez votre médecin ou votre technicien afin de trouver la bonne taille
- La taille du masque ne peut pas être correcte		

3. ÉLIMINATION

Les composants du masque sont fabriqués avec les matériaux indiqués ci-dessous. Ils ne contiennent aucune substance dangereuse et peuvent donc être éliminés avec les ordures ménagères.

COMPOSANT	MATÉRIEL
Bulle (a)	Silicone
Corps (b)	Polycarbonate
Support frontal (c)	Silicone
Raccord valve anti-asphyxie avec connecteur jaune (d)	Polycarbonate + Silicone
Harnais (e)	Nylon/UBL/ Polyuréthane
Clips (f)	Nylon

4. DONNÉES TECHNIQUES

Informations réglementaires	Marquage CE conformément au règlement 2017/745 (UE) et modifications de mise en œuvre ultérieures. Classe IIa Principale norme de produit UNI EN ISO 5356-1
Intervalle de pression opérative	4 cmH ₂ O / 32 cmH ₂ O
Intervalle de température opérative	+5 °C / +40 °C
Pression d'ouverture de la valve anti-asphyxie	0,55 cmH ₂ O
Pression de fermeture de la valve anti-asphyxie	0,95 cmH ₂ O
Espace mort	S: 287 ml M: 297 ml L: 328 ml
Dimensions (sans harnais)	S: 200x100x115 mm M: 200x105x115 mm L: 210x100x115 mm

Poids	S: 138 g M: 141 g L: 142 g
-------	----------------------------------

5. CERTIFICAT DE GARANTIE

Air Liquide Medical Systems S.r.l. garantit son produit contre les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de 180 jours à compter de la date d'achat à condition que les conditions d'utilisation indiquées dans le mode d'emploi soient respectées. Si le produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation, Air Liquide Medical Systems S.r.l. répare ou remplace, à son gré, le produit défectueux ou ses composants.

Le fabricant est considéré comme responsable de la sécurité, de la fiabilité et de la performance de l'appareil si ce dernier est utilisé conformément aux instructions et à son usage prévu.

Pendant toute la période de garantie, il est nécessaire de conserver l'emballage d'origine. La garantie en cas de défauts du produit peut être revendiquée en contactant votre revendeur.

Pour plus d'informations sur les droits garantis, contactez votre revendeur.

ENGLISH

1. INTENDED USE

Respiro Hospital F2 Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve is an oronasal mask without functional exhalation orifices and with an anti-suffocation valve, intended to be used for short time periods (less than 7 days) in a hospital setting by a single adult patient (weighing over 30kg) in controlled non-invasive positive pressure ventilation (NIPPV).

⚠️ WARNINGS

- The mask should only be used with a ventilator fitted with an active exhalation valve and/or with a respiratory circuit with an exhalation valve recommended by your doctor or respiratory therapist.
- The anti-asphyxia valve fitting ensures patient safety even in case of failure of the positive pressure equipment. Do not use the mask if the valve is damaged or distorted.
- In case of discomfort, irritation or allergic reactions to any component of the mask, consult your doctor or respiratory physiotherapist.
- In case of additional oxygen administration, smoking or using open flames is prohibited.
- When using oxygen and the equipment is not in operation, turn off the oxygen dispenser.
- Do not use the mask in case of vomiting or nausea.
- Keep away from light.
- Before use, check the integrity of the mask. If damaged during transport, notify your dealer.
- Do not leave the components of the mask unattended, some of these may be swallowed by children.
- The device is a single use device: the reuse on multiple patients may result in transmission of infections, serious harm or even the death of the patient.
- Contact your dealer as a healthcare professional in case of functional problems, size problems or questions regarding the application of the medical device.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

2. TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The airflow doesn't reach the mask	- Flow generator turned off or not working - Breathing circuit ventilator to the flow generator not inserted correctly	- Switch on or adjust the flow generator - Connect the breathing circuit ventilator to the flow generator and the mask
Noisy and annoying air leaks	- The mask has not been assembled correctly - The mask is not positioned correctly	- Disassemble the mask and reassemble it as described in the user manual - Reposition the mask on your face and adjust the headgear straps as described in the user manual - Contact your doctor or therapy technician to find the right size
- The size of the mask may not be correct		

3. DISPOSAL

The mask components are made of the materials indicated below. They do not contain hazardous substances and can therefore be disposed of with ordinary household waste.

COMPONENT	MATERIAL
Cushion (a)	Silicone
Frame (b)	Polycarbonate
Forehead support (c)	Silicone
Anti-asphyxia valve fitting with yellow connector (d)	Polycarbonate + Silicone
Headgear (e)	Nylon/UBL/ Polyuréthane
Clip (f)	Nylon

4. TECHNICAL DATA

Regulatory information	CE marking in accordance with Regulation 2017/745 (EU) and subsequent implementation amendments. Class IIa Main product standard UNI EN ISO 5356-1
------------------------	--

Operating pressure range	4 cmH ₂ O / 32 cmH ₂ O
Operating temperature range	+5 °C / +40 °C
Opening pressure of the anti-asphyxia valve	0,55 cmH ₂ O
Closing pressure of the anti-asphyxia valve	0,95 cmH ₂ O
Dead space	S: 287 ml M: 297 ml L: 328 ml
Dimensions (without headgear)	S: 200x100x115 mm M: 200x105x115 mm L: 210x100x115 mm
Weight	S: 138 g M: 141 g L: 142 g

5. WARRANTY CERTIFICATE

Air Liquide Medical Systems S.r.l. guarantees its product against material or manufacturing defects for 180 days from the date of purchase, provided that the conditions of use in the instructions for use are observed.

If the product is faulty under normal use, Air Liquide Medical Systems S.r.l. will, at its discretion, repair or replace the faulty product or its components. The manufacturer shall be responsible for the safety, reliability and performance of the device if it is used in accordance with the operating instructions and its intended use. Keep the original casing for the entire warranty period. The warranty in case of product defects can be applied by contacting your dealer.

For more information on the rights under the warranty, please contact your retailer.

DEUTSCH

1. VERWENDUNGSZWECK

Respiro Hospital F2 Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve ist eine Mund-Nasen-Maske ohne kalibrierte Ausatemöffnungen und mit einem Erstickungsschutzventil, die für kurze Zeiträume (maximal sieben Tage) vorgesehen ist. Verwendung in einer Krankenhausumgebung durch mehrere erwachsene Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) bei der nicht-invasiven, positiv kontrollierten Druckbeatmung (NPPV) vorgesehen ist.

⚠️ WARNUNGEN

- Die Maske sollte nur mit Beatmungsgeräten verwendet werden, die mit einem aktiven Ausatemventil und / oder einem Atemkreislauf mit einem Ausatemventil ausgestattet sind, die von Ihrem Arzt oder Atemtherapeuten empfohlen.
- Die Art der Maske der Anti-Asphyxie-Ventils gewährleistet die Patientensicherheit auch im Falle Versagens des Überdruck Gerätes. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn das Ventil beschädigt oder verformt ist.
- Bei Beschwerden, Reizungen oder bei allergischen Reaktionen auf einen Bestandteil der Maske wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Atemphysiotherapeuten.
- Bei zusätzlicher Sauerstoffverabreichung ist das Rauchen oder die Verwendung offener Flammen verboten.
- Wenn Sie Sauerstoff verwenden und das Gerät nicht in Betrieb ist, schalten Sie den Sauerstoffspender aus.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Sie Erbrechen oder Schwindel leiden.
- Halten Sie die Maske vor Licht geschützt.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Unversehrtheit der Maske. Wenn sie während des Transports beschädigt wurde, melden Sie dies Ihrem Händler.
- Lassen Sie die Komponenten der Maske nicht unbeaufsichtigt, einige von ihnen könnten von Kindern verschluckt werden.
- Das Gerät ist ein Einwegprodukt. Die Wiederverwendung an mehreren Patienten kann zur Übertragung von Infektionen, schweren Schäden oder sogar zum Tod des Patienten führen.
- Wenden Sie sich bei Funktionsproblemen, Größenproblemen oder bei Zweifeln an der Anwendung von Medizinprodukten an Ihren Händler als medizinisches Fachpersonal.
- Kontraindikationen für das Medizinprodukt sind nicht bekannt.
- Die Maske kann an Geräte unterschiedlicher Hersteller angeschlossen werden.
- Die zu erwartende Nutzungsdauer des Produktes beträgt 180 Tage, bei täglicher Nutzung und Reinigung, wenn die Nutzung und Reinigung des Produktes in Übereinstimmung mit den Angaben in der Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es keine Beschädigungen aufweist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig ist.

2. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
Der Luftstrom erreicht die Maske nicht	- Sauerstoff-zufuhr ausgeschaltet oder funktioniert nicht - Beatmungsschlauch des Patienten nicht richtig eingesteckt	- Den Durchflussgenerator einschalten oder einstellen - Das Patientenschlauchsystem mit dem Durchflussgenerator und der Maske verbinden
Lauter und störende Luftlecks	- Die Maske wurde nicht richtig zusammengesetzt	- Zerlegen Sie die Maske und setzen Sie sie dann wieder zusammen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben

PROBLEME	MÖGLICHE URSACHEN	LÖSUNGEN
- Die Maske ist nicht richtig positioniert	- Die Maske wieder auf dem Gesicht anbringen und die Kopfbänder anpassen, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben - Fragen Sie einen Arzt oder Techniker nach der richtigen Größe	

3. ENTSORGUNG

Die Komponenten der Maske werden aus den unten angegebenen Materialien hergestellt. Sie enthalten keine gefährlichen Stoffe und können daher in normalen Hausmüll entsorgt werden.

KOMPONENTE	MATERIAL
Kissen (a)	Silikon
Rahmen (b)	Polycarbonat
Stirmliste (c)	Silikon
Erstickungsschutzschluss mit gelbem Armatur (d)	Polycarbonat + Silikon
Kopfbänderung (e)	Nylon/UBL/ Polyuréthan
Clip (f)	Nylon

4. TECHNISCHE DATEN

Rechtliche Informationen	CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung 2017/745 (EU) und nachfolgenden Durchführungsänderungen. Klasse IIa Wesentliche Produktnorm UNI EN ISO 5356-1
Betriebsdruckbereich	4 cmH ₂ O / 32 cmH ₂ O (3,9 hPa / 31,4 hPa)
Betriebtemperaturbereich	+5 °C / +40 °C
Öffnungsdruck des Erstickungsschutzventils	0,55 cmH ₂ O
Schließdruck des Erstickungsschutzventils	0,95 cmH ₂ O
Totraum	S: 287 ml M: 297 ml L: 328 ml
Abmessungen (ohne Kopfbänderung)	S: 200x100x115 mm - M: 200x105x115 mm - L: 210x100x115 mm
Gewicht	S: 138 g M: 141 g L: 142 g

5. GARANTIEBESCHINGUNG

Air Liquide Medical Systems S.r.l. garantiert sein Produkt für einen Zeitraum von 180 Tagen ab Kaufdatum gegen Material- oder Herstellungsfehler, sofern die Nutzungsbedingungen eingehalten werden, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. Der Hersteller ist für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts verantwortlich, wenn es gemäß den Gebrauchsanweisungen und dem Verwendungszweck verwendet wird. Der Hersteller ist für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts verantwortlich, wenn Reparaturen beim Hersteller selbst oder in einem von ihm autorisierten Labor durchgeführt werden. Während der gesamten Garantiezeit muss die Originalverpackung aufbewahrt werden. Die Garantie bei Produktfehlern kann durch Kontaktaufnahme mit Ihrem Händler getriggert werden. Weitere Informationen zu Ihren Garantierechten erhalten Sie von Ihrem Händler.

ESPAÑOL

1. DESTINO DE USO

Respiro Hospital F2 Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve es una mascarilla oro-nasal sin orificios de exhalación y con una válvula antiofocación, destinada a ser utilizada durante breves periodos de tiempo (máximo siete días) en ambiente hospitalario para un solo paciente (peso superior de 30 kg) en ventilación no invasiva controlada con presión positiva (NPPV).

⚠️ ADVERTENCIAS

- La mascarilla solo debe usarse con ventiladores equipados con una válvula de exhalación activa y / o un circuito respiratorio con una válvula de exhalación recomendadas por el propio médico o terapeuta respiratorio.
- El racor válvula anti-asphyxia garantiza la seguridad del paciente incluso en caso de avería del aparato con presión positiva. No utilice la mascarilla en caso de que la válvula esté dañada o torcida.
- En el caso de malestar, irritación o en presencia de reacciones alérgicas a cualquier componente de la mascarilla, consulte con su médico o terapeuta respiratorio.
- Está prohibido fumar o utilizar llamas libres en el caso de suministro adicional de oxígeno.
- Cuando se utiliza oxígeno y el aparato con presión positiva no está en funcionamiento, apague el aplicador de oxígeno.
- No utilice la mascarilla si tiene la sensación de náusea o vómito.
- Conservar la mascarilla protegida de la luz. Antes de su uso, compruebe la integridad de la mascarilla. Avise a su distribuidor, en el caso que haya sufrido cualquier tipo de daño durante el transporte.
- No deje los componentes de la mascarilla sin custodia ya que los niños podrían tragarse algunos de estos.
- La máscara es un dispositivo de un solo uso: la reutilización en varios pacientes

podría provocar la transmisión de infecciones, daños graves o incluso la muerte del paciente.

Póngase en contacto con su distribuidor como profesional sanitario en caso de problemas funcionales, problemas de tamaño o dudas relacionadas con el uso del dispositivo médico.

Cualquier accidente grave que se produzca en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside el usuario y / o el paciente.

2. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
El flujo de aire no llega a la mascarilla	- Generador de flujo apagado o no funciona - Circuito del paciente no conectado de forma correcta	- Conecte o ajuste el generador de flujo de flujo y a la mascarilla - Conecte el circuito del paciente al generador de flujo y a la mascarilla
Pérdidas de aire ruidosas y molestas	- La mascarilla no se ha montado correctamente - La mascarilla no está colocada de forma correcta	- Desmontar la mascarilla y volver a montarla siguiendo las instrucciones del manual de uso - Vuelva a colocar la mascarilla en la cara y ajuste las correas del arnés como se describe en el manual de uso - Ponerse en contacto con el médico o con un técnico para encontrar la talla correcta
- La talla de la mascarilla podría ser incorrecta		

3. ELIMINACIÓN

Los componentes de la mascarilla están realizados con los materiales que se indican en la parte inferior. Estos no contienen sustancias peligrosas y pueden eliminarse como desechos domésticos normales.

COMPONENTE	MATERIAL
Almohadilla (a)	Silicona
Armazón (b)	Polycarbonato
Soporte frontal (c)	Silicona
Racor válvula anti-asphyxia con terminal amarillo (d)	Polycarbonato + Silicone
Arnés (e)	Nailon/UBL/ Poliuretano
Hebillas (f)	Nailon

4. DATOS TÉCNICOS

Información reglamentaria	Marcado CE de acuerdo con el Reglamento 2017/745 (UE) y sus posteriores modificaciones de aplicación. Clase IIa Norma principal del producto UNI EN ISO 5356-1
Intervalo de presión de funcionamiento	4 cmH ₂ O / 32 cmH ₂ O
Intervalo de temperatura de funcionamiento	+5 °C / +40 °C
Presión de apertura de la válvula anti-asphyxia	0,55 cmH ₂ O
Presión de cierre de la válvula anti-asphyxia	0,95 cmH ₂ O
Espacio muerto	S: 287 ml M: 297 ml L: 328 ml
Dimensiones (sin arnés)	S: 200x100x115 mm - M: 200x105x115 mm - L: 210x100x115 mm
Peso	S: 138 g M: 141 g L: 142 g

5. CERTIFICADO DE GARANTÍA

Air Liquide Medical Systems S.r.l. garantiza su producto contra defectos de material o fabricación por un período de 180 días a partir de la fecha de compra siempre que se respeten las condiciones de uso indicadas en las instrucciones de uso. Si el producto resultara defectuoso en condiciones normales de uso, Air Liquide Medical Systems S.r.l. reparará o reemplazará, a su criterio, el producto defectuoso o sus componentes. El fabricante se considera responsable de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso y el uso previsto. Durante todo el período de garantía, es necesario conservar el embalaje original. La garantía en caso de defectos del producto se puede hacer valer poniéndose en contacto con su distribuidor. El fabricante se considera responsable de la seguridad, la fiabilidad y el rendimiento del dispositivo si se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso y el uso previsto. Durante todo el período de garantía, es necesario conservar el embalaje original. La garantía en caso de defectos del producto se puede hacer valer poniéndose en contacto con su distribuidor. Para obtener más información sobre sus derechos de garantía, comuníquese con su distribuidor.

ITALIANO

1. DESTINAZIONE D'USO

Respiro Hospital F2 Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve è una maschera oronasale senza fori di esalazione, calibrati e con una valvola antiofocazione, destinata ad essere usata per brevi periodi di tempo (meno di 7 giorni) in ambiente ospedaliero da un singolo paziente adulto (peso superiore a 30 kg) in ventilazione non invasiva controllata a pressione positiva (NPPV).

⚠️ AVVERTENZE

- La maschera va usata esclusivamente con ventilatori dotati di una valvola

attiva di esalazione e/ o di un circuito respiratorio con una valvola di esalazione raccomandati dal proprio medico o terapeuta respiratorio.

- Il raccordo valvola anti-asphyxia garantisce la sicurezza del paziente anche in caso di guasto dell'apparecchiatura a pressione positiva. Non usare la maschera nel caso la valvola sia danneggiata o distorta.
- In caso di fastidio, irritazione od in presenza di reazioni allergiche ad un qualsiasi componente della maschera, consultare il proprio medico o fisioterapeuta respiratorio.
- In caso di somministrazione agiuttiva di ossigeno è vietato fumare o utilizzare fiamme libere.
- Quando si utilizza dell'ossigeno e l'apparecchiatura non è in funzione, spegnere l'erogatore dell'ossigeno.
- Non utilizzare la maschera in presenza di vomito o nausea.
- Conservare la maschera al riparo dalla luce.
- Prima dell'uso verificare l'integrità della maschera. Qualora abbia subito danni durante il trasporto, avvisare il proprio rivenditore.
- Non lasciare incustoditi i componenti della maschera, alcuni di questi potrebbero essere inghiottiti dai bambini.
- La maschera è un dispositivo monouso: il riutilizzo su più pazienti potrebbe causare la trasmissione di infezioni, danni gravi o persino la morte del paziente.
- Contatta il tuo distributore in veste di professionista sanitario in caso di problemi funzionali, problemi di taglia o per dubbi legati all'utilizzo del dispositivo medico.

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore è o il paziente risiede.

2. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
Il flusso d'aria non arriva alla maschera	- Generatore di flusso spento o non funzionante - Circuito paziente non inserito correttamente	- Accendere o regolare il generatore di flusso - Collegare il circuito paziente al generatore di flusso e alla maschera
Perdite d'aria rumorose e fastidiose	- La maschera non è stata assemblata correttamente - La maschera non è posizionata correttamente	- Disassemblare la maschera e quindi rimontarla seguendo quanto descritto nel manuale d'uso - Riposizionare la maschera sul viso e regolare le cinghie della cuffia seguendo quanto descritto nel manuale d'uso - Rivolgersi al medico o al tecnico al fine di trovare la taglia corretta
- La taglia della maschera potrebbe non essere corretta		

3. SMALTIMENTO

I componenti della maschera sono realizzati con i materiali sotto indicati. Essi non contengono sostanze pericolose e possono quindi essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

COMPONENTE	MATERIALE
Cuscino (a)	Silicone
Telaio (b)	Polycarbonato
Appoggio frontale (c)	Silicone
Raccordo anti-asphyxia con terminale giallo (d)	Polycarbonato + Silicone
Cuffia (e)	Nylon/UBL/ Poliuretano
Clip (f)	Nylon

4. DATI TECNICI

Informazioni regolatorie	Marcatore CE in conformità al Regolamento 2017/745 (EU) e successive modifiche e integrazioni. Classe IIa Principale norma di prodotto UNI EN ISO 5356-1
Intervallo di pressione operativa	4 cmH ₂ O / 32 cmH ₂ O
Intervallo di temperatura operativa	+5 °C / +40 °C
Pressione di apertura della valvola anti-asphyxia	0,55 cmH ₂ O
Pressione di chiusura della valvola anti-asphyxia	0,95 cmH ₂ O
Spazio morto	S: 287 ml M: 297 ml L: 328 ml
Dimensioni (senza cuffia)	S: 200x100x115 mm - M: 200x105x115 mm - L: 210x100x115 mm
Peso	S: 138 g M: 141 g L: 142 g

5. CERTIFICATO DI GARANZIA

Air Liquide Medical Systems S.r.l. garantisce il suo prodotto da difetti dei materiali o di fabbricazione per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di acquisto purché vengano rispettate le condizioni d'utilizzo indicate nelle istruzioni per l'uso. Se il prodotto dovesse risultare difettoso in condizioni di uso normale, Air Liquide Medical Systems S.r.l. provvederà a riparare o sostituire, a sua discrezione, il prodotto difettoso o i suoi componenti. Il fabbricante si considera responsabile della sicurezza, dell'affidabilità e delle prestazioni del dispositivo se esso viene