

Aspirateur chirurgical d'urgence



Aidal emergency

une aspiration performante et immédiate, pour les ambulances et les interventions d'urgence, pour le transport intra et inter-hospitalier

Entièrement conçu et développé en Italie par l'équipe d'experts en médecine respiratoire d'Air Liquide Medical Systems, AIDAL Emergency est un aspirateur chirurgical performant et fiable, réalisé avec des matériaux de qualité qui lui confèrent robustesse et longue durée.

Étudié jusque dans les moindres détails, il facilite l'aspiration et répond aux besoins multiples du personnel soignant, en particulier dans les situations de transport et d'urgence.



Nettoyage facilité

- Forme arrondie et surfaces lisses
- Sac collecteur de sécrétions utilisation unique

Manipulation aisée

- Léger et facile à transporter
- Poignée solide et ergonomique
- Sac de transport résistant
- Fixation simple au support mural

Utilisation aisée

- Panneau de contrôle simple
- 3 voyants à led indiquent l'état de charge des batteries
- Bouton de réglage maniable même avec des gants

Expérience utilisateur

Indications d'emploi

- aspiration endo-trachéale et bronchique
- aspiration pour trachéotomie
- aspiration oro-naso-pharyngée

Conçu pour l'utilisation en situations d'urgence



- Sac renforcé et imperméable avec bande réfléchissante



- Bride pour support intérieur pendant le transport:
 - Résistant jusqu'à 15G (EN 1789)
 - Aidal se décroche aisément en cas d'urgence
 - Fonction de recharge de batterie intégrée

- Vacuomètre de lecture aisée
- Bouton On/Off avec signal lumineux
- Bouton de réglage du vide



- Voyant vert quand le dispositif est branché sur secteur
- 3 leds (verte, jaune, rouge) signalent l'état de charge de la batterie. Un signal sonore indique que la charge est presque épuisée et que l'appareil doit être branché sur secteur





Configuration Aidal Emergency

- Aspirateur
- Sac utilisation unique
- Bocal réutilisable 1 l
- Filtre antibactérien
- Câble d'alimentation électrique
- Tubes
- Connecteur avec vanne de contrôle
- Sac de transport
- Sonde d'aspiration
- Batterie au lithium

Spécifications techniques

Débit	30 l/min
Vide	-80 kPa
Sac utilisation unique n	1000 ml
Dimensions	35 x 14 x 28 cm
Poids	3,6 kg
Type de fonctionnement	Continu (AC)
Durée de la batterie	60 min (dépend de l'utilisation)
Mode de recharge	secteur électrique - bride murale câble allume-cigares 12 V
Indice de Protection	IP34
Niveau sonore à 1 mètre	55,5 dBA

**Aidal Emergency existe avec ou sans bride
pour l'installation murale en ambulance**

Accessoires utilisation unique

- Sac utilisation unique
- Kit tubes et filtre

Contacts

 AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia) - Italy
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2098329

www.device.airliquidehealthcare.com



Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits d'hygiène et des ingrédients de spécialité santé. Sa mission est de fournir à ses clients, tout au long du parcours de soins, de l'hôpital au domicile, des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des services qui contribuent à protéger les vies vulnérables.