

Onyx® Vantage
9590



Précision
Technologie
PureSAT®



Durabilité
Résistant à l'eau
et aux chocs



**Facilité
d'utilisation**
36 h
d'utilisation

.....

Monitoring avancé
et digital

L'Onyx[®] Vantage 9590 permet un relevé optimal de la saturation en oxygène et de la fréquence du pouls

Précision

La technologie **PureSAT[®]** utilise un filtre pouls par pouls intelligent pour éliminer les signaux indésirables

Un voyant tricolore permet l'évaluation rapide de la qualité du pouls du patient

Précision optimale des mesures pour les patients¹



Référence Produit	Description
VD339600	Onyx [®] Vantage 9590

Scanner ici pour plus d'informations



 **Air Liquide**
HEALTHCARE

Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

 **Hotline ALMS :** **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

L'oxymètre de pouls digital Onyx[®] Vantage 9590 est un dispositif portable qui mesure et affiche la saturation en oxygène fonctionnel de l'hémoglobine artérielle (% SpO₂) et la fréquence du pouls de patients. Cet appareil est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, les établissements de soins de longue durée, les maisons de repos, les services médicaux d'urgence et les services de soins de santé à domicile.

Dispositif de classe IIb – CE0123 – Fabricant : Nonin Medical, Inc. – Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr – Lire attentivement le manuel d'utilisation. Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.

1. Accuracy and Superior Performance of PureSAT[®] and PureLight[®] Oximetry Technologies.