

# AInest

N1 Silent  
N1



Silencieux et intuitif

# Le harnais UNIVEO Δ

**Le premier  
harnais innovant  
pensé pour aider  
le patient**

**Quick Adjust\*,  
la fonction graduation  
du harnais Univeo Delta  
(brevet en cours)**



Graduations sur les lanières inférieures

**Fonction Quick Adjust\***

**Facile à manipuler**

**Textile doux et sans coutures**

**Bicolore**

- ▶ **Facilite l'installation et le réglage du masque**
- ▶ **Favorise l'adhésion du patient au traitement**

# Une génération de masques innovants

# AInest N1 Silent N1

## Harnais Univeo Delta

Avec fonction de graduation **Quick Adjust\***

Un harnais conçu pour aider les patients.

Disponible en S, M, L



### Cadre

Minimaliste et léger  
Ergonomie de couplage optimale

### Quiet Flow\*\*\*

La fonction qui assure un silence optimal  
Seulement  $12,3 \pm 3,2$  dB(A) de pression sonore

N1 Silent

### Secure Clip\*\*

La fonction détrompeur

### Bulle

Étanchéité et confort optimal  
Disponible en S, M et L

N1

Disponible également avec la fuite standard (sans la fonction Quiet Flow\*\*\*)

**Crochets ergonomiques**  
Montage et démontage rapide du harnais

\* Quick Adjust = Ajustement rapide

\*\* Secure.Clip = Clip sécurisé

\*\*\* Quiet Flow = Flux silencieux



Fabriqué en Italie

# Alnest N1 Silent N1

3 tailles  
de harnais

3 tailles de bulle

1 cadre



Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472367	ALNEST N1 Silent	S	KM229116
472368	ALNEST N1 Silent	M	KM229117
472369	ALNEST N1 Silent	L	KM229118
472486	ALNEST N1	S	KM229148
472487	ALNEST N1	M	KM229149
472488	ALNEST N1	L	KM229150

#### Pièces détachées :

472478	Bulle N1 & N1 Silent	S	KM229122
472479	Bulle N1 & N1 Silent	M	KM229123
472480	Bulle N1 & N1 Silent	L	KM229124
472481	Harnais Univeo Delta	S	KM229125
472482	Harnais Univeo Delta	M	KM229126
472485	Harnais Univeo Delta	L	KM229131
472483	Connecteur	-	KM229130



Voir  
la vidéo

#### Fabriqué par

AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11  
Fax +39.030.209.83.29

#### Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.  
Parc de Haute Technologie  
6, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
France

fr.medicaldevice.airliquide.com  
Mail : dl-fralms-src-france@airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

**Air Liquide**  
HEALTHCARE

ALNEST N1 et ALNEST N1 Silent sont des masques nasaux réutilisables avec des fuites d'expiration calibrés (Vented) destinés à être utilisés à domicile ou en milieu hospitalier pour plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) qui ont reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Dispositif médical de classe IIa CE 0051 - Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site amel.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation.  
Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921 735 R.G.S Nanterre.