

Respireo **SOFT**  
Facial



La simplicité au service du confort

# Respireo SOFT Facial



## Harnais UNIVEO™

- 5 points d'ajustement pour une bonne stabilité périphérique et une répartition homogène des points d'appui

Autorégulation de l'inclinaison de la **branche frontale** grâce au **coussin en silicone**

## Bulle SOFT

- Développée en partenariat étroit avec des experts
- Garantit un équilibre entre souplesse et fermeté tout en assurant une étanchéité fiable à des pressions variables et un confort pour le patient

3 tailles disponibles (S, M et L)




## Un cadre fin et souple

- Libère le champs de vision
- Contact optimal de la bulle sur le visage du patient grâce à la flexibilité de la branche frontale

## Une fuite silencieuse

- Assure le rinçage silencieux du CO<sub>2</sub> pour un sommeil confortable pour le patient et son conjoint



Respireo™ SOFT Facial existe aussi en **version Sans Fuite**

## Coude rotatif à 360°

- Pour une plus grande liberté de mouvement afin de ne pas gêner le patient durant son sommeil

## Crochets ergonomiques

- Mise en place et retrait rapide du harnais UNIVEO™

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472548	Respireo™ SOFT Facial	S	KM229103
472549	Respireo™ SOFT Facial	M	KM229104
472550	Respireo™ SOFT Facial	L	KM229105
472551	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	S	KM229119
472552	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	M	KM229120
472553	Respireo™ SOFT Facial Non Vented	L	KM229121
472557	Respireo™ SOFT Facial kit	S	KM229113
472558	Respireo™ SOFT Facial kit	M	KM229114
472559	Respireo™ SOFT Facial kit	L	KM229115

## Pièces détachées:

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472471	Harnais UNIVEO™	-	KM227700
472633	Bulle masque facial	S	KM229110
472634	Bulle masque facial	M	KM229111
472635	Bulle masque facial	L	KM229112
472483	Raccord pivotant gris*	-	KM229130

Scanner ici pour plus d'informations



## Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l  
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY  
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY  
Tel. +39 030.201.59.11  
Fax +39 030.209.83.29

## Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.  
Parc de Haute Technologie  
6, rue Georges Besse  
92182 Antony Cedex  
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Hotline ALMS: **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

**Air Liquide**  
HEALTHCARE

Respireo™ SOFT Facial est un masque oronasal réutilisable avec des fuites d'expiration calibrées (Vented) destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) qui ont reçu une thérapie de ventilation non invasive à pression positive (VNIPP), par exemple une thérapie des voies aériennes à pression positive continue (PPC) ou Bilevel (BiPAP).

Respireo™ SOFT Facial Non Vented est un masque oronasal réutilisable sans fuites d'expiration calibrées destiné à être utilisé à domicile ou en milieu hospitalier pour plusieurs patients adultes (pesant plus de 30 kg) sous ventilation non invasive à pression positive (VNIPP).

Dispositifs médicaux de classe IIa CE 0051 - Remboursés par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site amel.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2023  
Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.

\* Cette pièce détachée est pour la version À Fuite.